


Solüsyonun dezenfektan aktivitesinin test stripleri

1. Dezenfektana ait test stripleri pH ölçer değil, kimyasal tepkime ile minimum etkin konsantrasyonu ölçen (MEK) stripler olmalıdır. Akrete edilmiş kurumdan belge verilmelidir. Verilmediğinde ürün değerlendirilmeyecektir.
2. MEK seviyesi 0.3 seviyesine indiğinde strip renk değiştirerek bilgi vermelidir.
3. Striplere ait şişe üzerinde bir renk skalası bulunmalıdır. Bunları kanıtlayan belgeler ihale dosyasına koyulmalıdır.
4. MEK stripleri üzerine ait olduğu dezenfektan türü yazılmalıdır.
5. Teklifle birlikte ihale komisyonuna numune verilmelidir. En az 20 adet verilmelidir.
6. Orijinal katalog verilecektir.


Dr. Yildiz YILDIZ
Sarıyerde M. Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.No : 24105/1996